



GENESEED® RNase A

产品简介

核糖核酸酶 A (Ribonuclease A, 常用缩写 RNase A), 一种含 4 个二硫键的单链多肽, 分子量约为 13.7 kDa (氨基酸序列)。作为一种核糖核酸内切酶 (endoribonuclease), 特异性降解单链 RNA 上的胞嘧啶 (C) 或尿嘧啶 (U) 残基。

RNase A 切割单链 RNA 活性最高, 推荐工作浓度为 1~100 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 兼容于各种反应体系。低盐浓度 (0~100 mM NaCl), 可用来切割单链 RNA、双链 RNA 以及 RNA-DNA 杂交形成的 RNA 链。然而, 高盐浓度 ($\geq 0.3\text{M}$), RNase A 仅特异性切割单链 RNA。

产品用途

RNase A 最常见的应用在于质粒 DNA 或基因组 DNA 制备过程中去除 RNA, 此制备过程中 DNase 酶活性的存在与否是需要重视的污染之一, 可采用水浴煮沸这种传统方法来灭活 DNase 活性。另外, 本品还可用于 RNA 酶保护分析、RNA 序列分析等分子生物学实验。

产品规格

产品名称	货号	规格
GENESEED® RNase A	H0701	100mg
	H0702	1g

运输与保存

冰袋运输。-25~-15°C 干燥保存。有效期 2 年。

储存液制备

注: 此为 RNase A 储存液配制的常用方法之一, 也可以根据实验室传统的方法, 或者参考文献资料使用其他方法制备储存液 (如直接溶于 10 mM Tris-HCl, pH7.5; 或者 Tris-NaCl 溶液)。

- 1) 利用 10 mM 的醋酸钠 (pH5.2) 制备 10 mg/mL 的 RNase A 储存液;
- 2) 100°C 加热 15 min;
- 3) 冷却到室温, 加入 1/10 体积的 1M Tris-HCl (pH7.4), 调其 pH 至 7.4 (例如 5 mL 10mg/mL 的 RNase A 储存液加入 500 μL 1M Tris-HCl, pH7.4);
- 4) 分装于 -25~-15°C 冻存, 可稳定保存长达 2 年。

注: 在中性条件下煮沸 RNase A 溶液, 会有 RNase 沉淀形成; 在更低的 pH 下将其煮沸, 如有沉淀可以观察到, 可能由于蛋白杂质存在造成。煮沸之后若发现沉淀, 可通过高速离心 (13,000 rpm) 去除杂质, 然后分装冻存。



注意事项

1. 本品在生产过程中已经过相应方法去除 DNase 污染, 对于常规质粒 DNA 或者基因组 DNA 抽提 (不需要严格定量 DNA 水平) 的应用, 可不需要经高温煮沸, 直接配制母液即可, 对于需要严格控制 DNase 酶残留的实验, 建议高温煮沸;
2. RNase A 会强吸附在玻璃器皿上, 建议溶液装到塑料离心管内;
3. 对于同时操作完整 RNA 实验的研究人员, 要谨防 RNase A 引入干扰试验结果的准确性;
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作;
5. 本产品仅作科研用途。